



百視美心電圖機

輕巧易攜帶，含 12 導程心電圖輔助分析系統



FDA/CE 認證心電圖分析軟體

臨床準確率通過歐盟 CSE 資料庫驗證，可協助醫生快速判讀包含心房顫動、心室肥大、心搏過速等近 50 種心臟相關病症。



精準輔助分析



手掌大小輕巧好攜帶



醫院系統快速整合



A4 列印報告易保存



電子檔報告有利
即時諮詢




診所 / 機構使用



居家 / 偏鄉訪視


操作簡單兩種導線彈性應用




病歷管理



心電圖量測與分析



心電圖報告與管理



規格

型號	ECG-D12-A-10BA	ECG-D12-A-10SA
心電圖導線規格	4mm, banana 接頭 (長度: 1500mm)	4mm, snap 接頭 (長度: 580mm)
增益	5, 10, 20, 40 mm/mV	
取樣速率	1000Hz	
高通濾波器	0.05 Hz, 0.15 Hz, 0.3 Hz	
低通濾波器	30 Hz, 150 Hz, 250 Hz, off	
交流濾波器	50 Hz, 60 Hz, off	
CMRR	> 90dB	
報告列印尺寸	A4	
心率量測範圍	30BPM~300BPM, 誤差 ± 1BPM	
電源	5V/0.3A (透過 USB 線由 PC 供應)	
尺寸	99.7 x 60 x 23.2 mm	
重量	80g	
規格需求	電腦作業系統: Microsoft Windows 7 (64-bit) 以上版本 電腦螢幕顯示畫素: 1280 x 768 以上 電腦規格: 處理器 -Intel® Core i5 1.5 GHz; 記憶體: 4GB; 繪圖基頻: 300 MHz	



百視美股份有限公司

221 新北市汐止區大同路一段 306 號 3 樓

電話: +886-2-8691-9498 | 傳真: +886-2-8691-9468 | Email: sales@britemed.com.tw | www.britemed.com.tw

本資料內容擷取核定仿單，僅供訓練使用，有關醫療問題請諮詢專業醫師。
規格如有更動恕不另行通知 © 2021 百視美股份有限公司 版權所有